

マグチタン グランジ

# 取扱説明書



〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉



製造販売元 株式会社コラントツテ  
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26  
TEL(06) 6258-7350 FAX(06) 6258-7360  
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

MA01\_R05

## ■「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン グランジ」は**医療機器**として認証されています。100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の**血行を改善し、コリを緩和**します。



## ■ 純チタン採用

本体は純チタン採用で、とても軽い着け心地。純チタンは汗や水に強く、錆びにくいので、スポーツシーンでも安心してご使用いただけます。さらにベルト部分には**洗いをかけたオリジナルのヴァンテージ風レザー**を使用しています。「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。

※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

## ■ 製品仕様

フェライト永久磁石100mT(1000G)×4個  
N極S極交互配列




Spec : フェライト永久磁石(異方性)  
100mT(1000G)4個を交互配列

Material : 牛革、ステンレス、純チタン


Size : フリーサイズ(14.5~19.5cmまで調節可能)、  
ベルト幅10mm

医療機器認証番号 : 221AGBZX00163A02

## ■ 独自のN極S極交互配列



N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントツテの磁気パワーの特長です。



## ■ お手入れ方法・その他

- 汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で使用又は長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤は、使用しないでください。
- 革ベルト部分を水に濡らすと色落ちしたり、硬くなる場合がありますのでご注意ください。
- 使いはじめに、ベルト部分の革くずが出る場合がありますが、品質に問題はありません。
- 腕に密着させて使用してください。  
(本製品は、プレスレットなど手首に使用する機器及び足首に使用する機器ではありません。)